



Patientenlifter „Agile“



CE

Modell 10.1150.1



Patientenlifter „Agile“ – Modell 10.1150.1

► Ausführung

Inklusiv Hebebügel mit einer Breite von 55 cm und 4 Aufnahmehaken,
Metallteile pulverbeschichtet, Farbe silber.

- Tragkraft 150 kg
- elektromotorisch verstellbarer Hubarm
- manuell spreizbares Fahrgestell über Fußpedal einstellbar
- mechanische und elektrische Notabsenkung sowie Notschalter
- Akkukapazitäten (Linak) ca. 40 Komplettthübe bei max. Tragkraft
- vorn Doppel-Lenkrollen \varnothing 75 mm
hinten Lenkrollen \varnothing 125 mm (einzeln feststellbar)
- 24 Volt Akkusystem
- Handbedienung mit Spiralkabel
- umfangreiches Gurtsystem auf Anfrage

► Maße

Länge 118 cm, Breite 63 cm, Höhe 126 cm
Fahrgestell mechanisch spreizbar von 63-110 cm
Fahrgestellhöhe 11 cm (vorn)
Hebebereich von 88-197 cm

► Bestell-Nummer

10.1150.1 Patientenlifter, Farbe silber

► Hilfsmittel-Nummer

22.40.01.0041

Technische Änderungen vorbehalten