



## Schwerlast-Pflegebett Gigant



**Fachhandelspartner:** HMMso Seniorenbett

Sven Oppel  
 in de Krümm 9  
 22880 Wedel  
 Fon: 04103 9654104  
 Fax: 04103-9654336  
 E-Mail: info@seniorenbett.org  
 Internet: www.seniorenbett.org



### Pflegebett Gigant

#### > Ausführung

Liegefläche 120 x 200 cm, vierteteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar (Einstellung über Handschalter). Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Holzbau in Buche Dekor/Buche massiv. Sichere Arbeitslast: 350 kg  
 max. Patientengewicht: 280 kg

Gefertigt nach:

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > Norm IEC 60601-2-52:2009

#### > Bestell-Nummern

59.6631.1 Pflegebett „Gigant“ (Holzseitengitter)  
 19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

#### > Maße

Länge 220 cm, Breite 134 cm

#### > Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)



Aufsteckbarer Seitengitterholm



Leselampen




Integrierte Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme und Einsatz



Schaumlederbezug



# Gigant - Das Pflegebett für schwergewichtige Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht



Fußtieflagerung



Unterschenkellehne manuell einstellbar

## Ihre Vorteile:

### • Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Gigant“ ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### • Sichere Arbeitslast von 350 kg

Die Liegefläche beim Pflegebett Gigant kann mit einem Gewicht bis zu 350 kg belastet werden (Körpergewicht + Matratze + Bettzeug + Aufrichter etc. < 350 kg). Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht finden auf der 120 cm breiten Liegefläche optimale Bedingungen vor. Bei Bedarf kann die Liegefläche auf 220 cm verlängert werden (Bettverlängerung als Zubehör).